

Anticorpo Policlonale Anti-Epb42 Per Wb, Elisa - P16452

Numero articolo: CM0022946



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'EPB42 umano (Proteina 4.2). Convalidato per WB e ELISA, reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per la ricerca sulla stabilità della membrana eritrocitaria e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPB42 Rabbit pAb
Note / Alias	PA; SPH5; EPB42
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	2038
GeneID	2038
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 10-240 dell'EPB42 umano (NP_001107606)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P16452
Peso proteico	77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio