


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Epcr/Cd201 Per Wb, Fc, Elisa - Q9Unn8

Numero articolo: CM0004436



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla proteina umana EPCR/CD201, validato per applicazioni WB, FC ed ELISA, con reattività crociata verso il mouse. Adatto per ricerche sulla coagulazione e l'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPCR/CD201 mAb Coniglio
Note/Alias	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; recettore della proteina C; EPCR/CD201
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10544
GeneID	10544
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 18-210 della CD201/EPCR umana (NP_006395.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio