

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epha3 Per Wb, Elisa - P29320

Numero articolo: CM0027985



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-EPHA3 validato per WB ed ELISA. Reagisce con EPHA3 umano, murino e di ratto (110 kDa). Adatto per studi sulla segnalazione del recettore efrina, adesione cellulare e processi di sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EPHA3 Rabbit pAb
Note/Alias	EK4; ETK; HEK; ETK1; HEK4; TYRO4; EPHA3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2042
GeneID	2042
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-545 di EPHA3 umano (NP_005224.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P29320
Peso Proteico	110kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio