


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epha5 Per Wb, If/Icc, Elisa - P54756

Numero articolo: CM0014242



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro EPHA5 umano (UniProt P54756). Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulla guida assonale, plasticità sinaptica e segnalazione delle tirosin-chinasi recettoriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	EPHA5 Rabbit pAb
Note/Alias	EK7; CEK7; EHK1; HEK7; EHK-1; TYRO4; EPHA5
Specie	Umano
ID Gene	2044
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-130 di EPHA5 umano (NP_004430.4)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P54756
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca refrigerante