

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Epn2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - O95208

Numero articolo: CM0020211

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro EPN2 umana (epsina-2). Adatto per WB, IHC-P e ELISA. Validato su campioni umani. Fondamentale per lo studio dell'endocitosi mediata da clatrina e del trafficking di membrana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EPN2 Rabbit pAb
Note/Alias	EHB21; EPN2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	22905
GeneID	22905
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 120-300 di EPN2 umana (NP_683723.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	O95208
Peso proteico	68kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio