

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ereg Per Wb, Elisa - O14944

Numero articolo: CM0024051



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira all'EGFR umano (proepiregulina) per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Adatto per applicazioni di ricerca sulla segnalazione EGFR, cancro e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	EGFR Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ER, Ep, EPR, EGFR
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2069
ID Gene	2069
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 70-169 dell'EGFR umano (NP_001423.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14944
Peso Proteico	19kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio