

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Etfb Per Wb, If/Icc, Elisa - P38117

Numero articolo: CM0022550



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-ETFB validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività in uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul trasferimento elettronico mitocondriale, sull'ossidazione degli acidi grassi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ETFB pAb di coniglio
Note/alias	MADD; FP585; ETFB
Specie	Uomo
GeneID	2109
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 80-230 dell'ETFB umano (NP_001976.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P38117
Peso della proteina	28 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante