

Anticorpo Monoclonale Anti-Etfdh Per Wb, If, Ihc, Elisa - Q16134

Numero articolo: CM0011513

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio validato contro ETFDH umano (MADD, ETFQO), adatto per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina ETFDH umana, murina e ratto, un enzima chiave nel trasporto di elettroni mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validated] ETFDH Rabbit mAb
Note/Alias	MADD; ETFQO
Specie	Umano
GeneID	2110
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 480-617 di ETFDH umano (NP_004444.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q16134
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio