


Anticorpo Policlonale Anti-Ets1 Per Wb, If-P, Elisa - P14921

Numero articolo: CM0015130



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il fattore di trascrizione umano ETS1, validato per WB, IF-P, ELISA e reattivo con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla differenziazione linfoide, angiogenesi e regolazione delle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	ETS1 Rabbit pAb
Note/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Specie	Umano
GeneID (umano)	2113
GeneID	2113
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 342-441 di ETS1 umano (NP_005229.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P14921
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio