

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ext1 Per Wb, Elisa - Q16394

Numero articolo: CM0021585



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'esostosina-1 (EXT1) umana, validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso il ratto. Ideale per lo studio della biosintesi dell'eparansolfato e delle esostosi multiple ereditarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	EXT1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	EXT; LGS; TTV; LGCR; TRPS2; EXT1
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	2131
ID gene	2131
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 300-400 dell'EXT1 umano (NP_000118.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q16394
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio