

Anticorpo Policlonale Anti-Fabp12 Per Wb, Elisa - A6Nfh5

Numero articolo: CM0025921

introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-FABP12 validato per WB ed ELISA. Riconosce FABP12 umano e di ratto, una proteina di trasporto lipidica espressa nel retinoblastoma. Ideale per ricerche sul metabolismo lipidico e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FABP12 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FABP12
Specie	Umano
GenelD (Umano)	646486
GenelD	646486
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-140 di FABP12 umano (NP_001098751.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	A6NFH5
Peso Proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio