


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fabp5 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q01469

Numero articolo: CM0024740



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro FABP5 umano (E-FABP), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sul trasporto degli acidi grassi, l'infiammazione e la differenziazione dei cheratinociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio FABP5
Note/Alias	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2171
GeneID	2171
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-135 di FABP5 umano (NP_001435.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q01469
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio