


Anticorpo Policlonale Anti-Fadd Per Wb, Ip, If-P, Elisa - Q61160

Numero articolo: CM0021085



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FADD (Mort1/FADD), prodotto utilizzando FADD di topo (aa 1-205) come immunogeno. Adatto per WB, IP, IF-P, ELISA; reattivo crociato con uomo, topo e ratto. Adattatore DISC chiave nell'apoptosi e nell'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FADD pAb di coniglio
Note/alias	Mort1/FADD; FADD
Specie	Topo
GeneID (uomo)	8772
GeneID	14082
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-205 di FADD di topo (NP_034305.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q61160
Peso della proteina	23 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante