

Anticorpo Monoclonale Anti-Fads1 Per Wb E Elisa - O60427

Numero articolo: CM0002739

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-FADS1 per WB e ELISA, validato su umano, topo e ratto. Bersaglia l'acil-CoA desaturasi coinvolta nel metabolismo degli acidi grassi polinsaturi (PUFA) e nella risposta infiammatoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FADS1 Rabbit mAb
Note/Alias	D5D; TU12; FADS6; FADSD5; LLCDL1; FADS1
Specie	Umano
GeneID	3992
Immunogeno	Peptide sintetico all'interno degli amminoacidi 50-150 di FADS1 umano (O60427)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O60427
Peso proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio