

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fads3 Per Wb E Elisa - Q9Y5Q0

Numero articolo: CM0027916

introduzione

FADS3 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale generato contro la proteina FADS3 ricombinante. Rileva FADS3 di uomo, topo e ratto, con applicazioni in WB e ELISA. Ideale per lo studio della fatty acid desaturase 3 nel metabolismo degli sfingolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FADS3 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	3995
GeneID	3995
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-130 di FADS3 umano (NP_068373.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5Q0
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio