

Anticorpo Policlonale Anti-Fah Per Wb, If/Icc, Elisa - P16930

Numero articolo: CM0025477

introduzione

Anticorpo policlonale Anti-FAH (Coniglio) validato per WB, IF/ICC, ELISA su Umano, Mouse, Ratto. Bersaglia la fumarylacetoacetasi, un enzima chiave nel catabolismo della tirosina. Ideale per la ricerca sui disturbi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAH Coniglio pAb
Note/Alias	FAH
Specie	Umano
Gene ID	2184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-419 della FAH umana (NP_000128.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P16930
Peso proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio