

Anticorpo Policlonale Anti-Fah Coniglio Per Wb, Elisa - P16930

Numero articolo: CM0015210

introduzione

FAH Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina FAH umana a lunghezza intera. Validato per WB ed ELISA, presenta reattività crociata con FAH umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio del catabolismo della tirosina e delle malattie epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FAH Rabbit pAb
Note/Alias	FAH
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2184
GeneID	2184
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-419 della FAH umana (NP_000128.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P16930
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio