


Anticorpo Policlonale Anti-Fak Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q05397

Numero articolo: CM0016968



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAK umano (Q05397) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per ricerca su adesione cellulare, migrazione e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[KD Validato] FAK Rabbit pAb
Note/Alias	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5747
GeneID	5747
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 734-834 di FAK umano (NP_722560.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q05397
Peso Molecolare Proteina	119kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio