


Anti-Fam129B Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q96Ta1

Numero articolo: CM0021630



introduzione

Anticorpo Policlonale FAM129B di Coniglio validato per WB ed ELISA, mirato al FAM129B umano (Niban 2). Potrebbe svolgere ruoli nella soppressione dell'apoptosi e nell'invasione delle cellule del melanoma. Adatto per la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	FAM129B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	OC58; MEG-3; C9orf88; FAM129B; MINERVA; bA356B19.6
Specie	Umano
GeneID (Umano)	64855
GeneID	64855
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 447-746 del FAM129B umano (NP_073744.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q96TA1
Peso Proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio