

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fam98A Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Nca5

Numero articolo: CM0022204

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FAM98A umano, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per lo studio della metilazione dell'arginina indotta da PRMT1 e dell'omeostasi scheletrica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAM98A pAb di coniglio
Note/alias	FAM98A
Specie	Umano
GeneID (umano)	25940
GeneID	25940
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di FAM98A umano (NP_056290.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8NCA5
Peso della proteina	55 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante