

Anticorpo Policlonale Anti-Far1 Per Wb, Elisa - Q8Wvx9

Numero articolo: CM0023639

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FAR1 umano (fatty acyl-CoA reductasi 1), adatto per WB ed ELISA. Mira a un enzima chiave nella biosintesi di alcoli grassi, lipidi eteri e monoesteri cerosi. Ideale per la ricerca sul metabolismo lipidico e sui perossisomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FAR1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CSPSD; PFCRD; MLSTD2; SDR10E1; FAR1
Specie	Umano
GeneID (umano)	84188
GeneID	84188
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FAR1 umano (NP_115604.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8WVX9
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio