

## Anticorpo Policlonale Anti-Fas Di Coniglio Per Wb, Elisa - P25445

Numero articolo: CM0017590



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro il Fas umano (CD95/APO-1), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto, rendendolo ideale per studi sull'apoptosi e sulla regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Fas Rabbit pAb                                                                                                                                       |
| Note/Alias          | APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPS1A; TNFRSF6; Fas                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                                                |
| GeneID (umano)      | 355                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 355                                                                                                                                                  |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-300 del Fas umano (NP_000034.1). |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                            |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                                   |
| SWISS               | P25445                                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 9-38 kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                                                   |