


Anticorpo Monoclonale Anti-Fascin/Fscn1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q16658

Numero articolo: CM0007787



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Fascin (FSCN1), validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Riconosce la proteina da 55 kDa che raggruppa l'actina, coinvolta nelle protrusioni cellulari e nella migrazione. Ideale per la ricerca sul citoscheletro e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fascin/FSCN1 Rabbit mAb
Note/alias	HSN; SNL; p55; FAN1; Fascin/FSCN1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	6624
GeneID	6624
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 249-362 della Fascin/FSCN1 umana (Q16658).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q16658
Peso della proteina	55kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio