

## Anticorpo Policlonale Anti-Fastkd2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nyy8

Numero articolo: CM0030618

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a FASTKD2, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva la proteina FASTKD2 umana e murina (81 kDa). Fondamentale per gli studi sull'assemblaggio della subunità ribosomica grande mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | FASTKD2 pAb coniglio                                                                                                 |
| Osservazioni/Alias  | COXPD44; KIAA0971                                                                                                    |
| Specie              | Umano                                                                                                                |
| GeneID (Umano)      | 22868                                                                                                                |
| GeneID              | 22868                                                                                                                |
| Immunogeno          | Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 51-150 del FASTKD2 umano (NP_055744.2) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                |
| Applicazione        | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                     |
| Reattività crociata | Umano, Mouse                                                                                                         |
| SWISS               | Q9NYY8                                                                                                               |
| Peso proteico       | 81kDa                                                                                                                |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                   |