

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fatty Acid Synthase (Fasn) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49327

Numero articolo: CM0018101



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-FASN umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Rileva la FASN endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo degli acidi grassi e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fatty Acid Synthase (FASN) Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FAS; OA-519; SDR27X1; Fatty Acid Synthase (FASN)
Specie	Umano
GeneID	2194
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2221-2511 della Fatty Acid Synthase (FASN) umana (NP_004095.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49327
Peso proteico	273kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio