

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbln5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubx5

Numero articolo: CM0029158

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Fibulina-5 umana (FBLN5) per la ricerca sulle fibre elastiche e la MEC. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	FBLN5 Rabbit pAb
Note/Alias	EVEC; UP50; ADCL2; ARMD3; CMT1H; DANCE; ARCL1A; FIBL-5; HNARMD; FBLN5
Specie	Umano
GeneID (umano)	10516
GeneID	10516
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 199-448 della FBLN5 umana (NP_006320.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UBX5
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio