


Anticorpo Policlonale Anti-Fbp1 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P09467

Numero articolo: CM0029328



introduzione

FBP1 Rabbit pAb (P09467) è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro un peptide sintetico di FBP1 umano. Validato per WB, IF/ICC, ELISA e presenta reattività crociata con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla gluconeogenesi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FBP1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FBP; FBP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	2203
GenelD	2203
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 del FBP1 umano (NP_000498.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P09467
Peso Proteico	37kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio