

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxl5 Per Wb, Elisa - Q9Uka1

Numero articolo: CM0029812



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a FBXL5 (proteina 5 con ripetizioni F-box/LRR). Validato per WB ed ELISA, con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Adatto per ricerche sull'omeostasi del ferro, sul sistema ubiquitina-proteasoma e sulla risposta al danno del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXL5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FBL4; FBL5; FLR1; FBXL5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26234
GeneID	26234
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di FBXL5 umano (NP_036293.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UKA1
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio