

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fbxo10 Per Wb Ed Elisa - Q9Uk96

Numero articolo: CM0020105

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro FBXO10 umano, un componente del complesso ligasi E3 ubiquitina SCF. Validato per WB ed ELISA con reattività crociata verso il ratto. Adatto per la ricerca sull'apoptosi e l'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio FBXO10
Note/Alias	FBX10; PRMT11; FBXO10
Specie	Umano
GeneID (umano)	26267
GeneID	26267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-180 di FBXO10 umano (NP_036298.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
SWISS	Q9UK96
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio