

Anticorpo Policlonale Anti-Fbxw8 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3Y1

Numero articolo: CM0022138



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a FBXW8, un componente di riconoscimento del substrato del complesso ligasi dell'ubiquitina Cul7-RING. Validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Utile per la ricerca sull'ubiquitinazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FBXW8 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FBW6; FBW8; FBX29; FBXW6; FBXO29; FBXW8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26259
GeneID	26259
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 500-598 del FBXW8 umano (NP_699179.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N3Y1
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio