


Anticorpo Policlonale Anti-Fcar Per Wb, If/Icc, Elisa - P24071

Numero articolo: CM0027373



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'FCAR umano (CD89), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Riconosce l'FCAR umano e murino, ideale per lo studio della funzione dei recettori Fc nelle cellule mieloidi e nell'immunità mucosale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FCAR Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CD89; FcalphaR; FcalphaRI; CTB-61M7.2; FCAR
Specie	Umana
GeneID (umano)	2204
GeneID	2204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-287 dell'FCAR umano (NP_001991.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P24071
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio