


Anticorpo Policlonale Anti-Fen-1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P39748

Numero articolo: CM0015008



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FEN-1 (MF1, RAD2) umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP e ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per studi sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FEN-1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MF1; RAD2; FEN-1
Specie	Uomo
ID gene	2237
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-380 di FEN-1 umano (NP_004102.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P39748
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio