

Anticorpo Policlonale Anti-Fetuin A/Ahsg Per Wb, Elisa - P02765

Numero articolo: CM0019190

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Fetuin A/AHSG umana per Western blot ed ELISA. Ideale per la ricerca sull'omeostasi dei minerali ossei, l'endocitosi e l'infiammazione. - P02765

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fetuin A/AHSG Rabbit pAb
Note/alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fetuin A/AHSG
Specie	Umana
ID genico (umano)	197
ID genico	197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-300 della Fetuin A/Fetuin A/AHSG umana (NP_001613.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P02765
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante