

Anticorpo Monoclonale Anti-Fgf1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P05230

Numero articolo: CM0008800



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro FGF1 umano (aFGF, fattore di crescita 1 legante l'eparina). Convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studiare le vie di proliferazione cellulare e angiogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FGF1 Rabbit mAb
Note/Alias	AFGF; ECGF; FGFA; ECGFA; ECGFB; FGF-1; HBGF1; HBGF-1; GLIO703; ECGF-beta; FGF-alpha; FGF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2246
GeneID	2246
Immunogeno	Peptide Sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 56-155 di FGF1 umano (P05230))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P05230
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio