


Anticorpo Monoclonale Anti-Fgfr4 Per Wb, Elisa - P22455

Numero articolo: CM0004201



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro FGFR4 umano (P22455). Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca nella segnalazione cellulare, metabolismo lipidico e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FGFR4 Rabbit mAb
Note/Alias	TKF, JTK2, CD334, FGFR4
Specie	Umana
GeneID (umano)	2264
GeneID	2264
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 700-802 di FGFR4 umano, P22455)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P22455
Peso proteico	88 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio