

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Filamina A Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P21333

Numero articolo: CM0022447



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la Filamina A umana (FLNA, ABP-280). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sul citoscheletro, l'adesione e la segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Filamina A Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	FLN, FMD, MNS, OPD, ABPX, CSBS, CVD1, FGS2, FLN1, NHBP, OPD1, OPD2, XLVD, XMVD, FLN-A, ABP-280, Filamina A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2316
GeneID	2316
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 2348-2647 della Filamina A umana (NP_001104026.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P21333
Peso Proteico	281kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio