

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fn3Krp Per Wb, Elisa - Q9Ha64

Numero articolo: CM0015347

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro FN3KRP per rilevazione tramite WB ed ELISA in uomo, topo e ratto. Studia i percorsi di deglicazione proteica con un reagente di ricerca affidabile per la chetosamina-3-chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FN3KRP Rabbit pAb
Note/Alias	FN3KL; FN3KRP
Specie	Umana
ID Gene	79672
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-309 della FN3KRP umana (NP_078895.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9HA64
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio