

Anticorpo Policlonale Anti-Fosl2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15408

Numero articolo: CM0030213

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FOSL2 umano (FRA2), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani e di ratto. Adatto per lo studio della regolazione della trascrizione e della biologia degli osteoclasti. - P15408

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FOSL2 Rabbit pAb
Note/Alias	FRA2; FOSL2
Specie	Umana
GeneID (Umano)	2355
GeneID	2355
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 187-326 di FOSL2 umano (NP_005244.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P15408
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio