

## Anticorpo Monoclonale Anti-Foxp3 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Bzs1

Numero articolo: CM0005107



### introduzione

Anticorpo monoclonale FOXP3 Rabbit mAb (Q9BZS1) validato per WB, IP, ELISA con reattività crociata umana; bersaglia un fattore di trascrizione forkhead cruciale per lo sviluppo dei Treg e l'omeostasi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                     |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | Anticorpo monoclonale FOXP3 Rabbit mAb     |
| Note/Alias          | JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER; FOXP3 |
| Specie              | Umano                                      |
| GeneID (Umano)      | 50943                                      |
| GeneID              | 50943                                      |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante                      |
| Sorgente            | Coniglio                                   |
| Categoria           | Anticorpi Monoclonali                      |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                              |
| Reattività Crociata | Umano                                      |
| SWISS               | Q9BZS1                                     |
| Peso Proteico       | 47kDa                                      |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                          |