


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fpr2 Per If/Icc Ed Elisa - P25090

Numero articolo: CM0022772



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro FPR2 umano (recettore 2 per i peptidi N-formilati) validato per IF/ICC ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Il bersaglio è coinvolto nell'immunità innata e nella segnalazione dell'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	FPR2 pAb di coniglio
Note/alias	ALX; ALXR; HM63; FMLPX; FPR2A; FPRH1; FPRH2; FPRL1; LXA4R; FMLP-R-II; FPR2
Specie	Umano
ID gene	2358
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di FPR2 umano (NP_001453.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P25090
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante