

Anticorpo Monoclonale Anti-Fra1 Per Wb, Elisa - P15407

Numero articolo: CM0007722

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FRA1 di alta qualità convalidato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva l'antigene fos-correlato 1 umano (FOSL1/FRA1), un fattore di trascrizione nucleare di ~29 kDa. Adatto per la ricerca sul cancro e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	FRA1 Rabbit mAb
Note/Alias	FRA; FRA1; fra-1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	8061
GeneID	8061
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di FRA1 umano (NP_005429.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15407
Peso proteico	29 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio