

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fto Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9C0B1

Numero articolo: CM0009646



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio FTO ad alte prestazioni validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con FTO umano, una chiave RNA demetilasi coinvolta nella massa grassa, nell'obesità e nella leucemia. Ideale per la ricerca in epigenetica e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio FTO (mAb)
Note/Alias	GDFD; ALKBH9; BMIQ14; FTO
Specie	Umano
GeneID (umano)	79068
GeneID	79068
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di FTO umano (Q9C0B1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9C0B1
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio