

Anti-Fzd8 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb E Elisa - Q9H461

Numero articolo: CM0023335



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting umano Frizzled-8 (FZD8, FZ-8), validato in WB e ELISA con reattività crociata umana, del mouse e del ratto. L'immunogeno copre gli aminoacidi 130-275. Adatto per studi sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	FZD8 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FZ-8; hFZ8; FZD8
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8325
GeneID	8325
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 130-275 di FZD8 umano (NP_114072.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H461
Peso Proteico	73kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio