


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gab1 Per Wb E Elisa - Q13480

Numero articolo: CM0026237



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro GAB1 umano, validato per applicazioni WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della proteina legante associata a GRB2 1 nelle cascate di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	GAB1 Rabbit pAb
Note/Alias	DFNB26; GAB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2549
GeneID	2549
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 594-694 di GAB1 umano (NP_002030.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13480
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio