


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Recettore Gaba A Beta 2 (Gabrb2) Per Wb, Elisa - P47870

Numero articolo: CM0021808



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce specificamente il recettore GABA A beta 2 (GABRB2). Adatto per WB ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Uno strumento prezioso per la ricerca sulla neurotrasmissione inibitoria e sui disturbi neurologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-recettore GABA A beta 2 (GABRB2)
Note/Alias	DEE92; ICEE2; Recettore GABA A beta 2 (GABRB2)
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	2561
ID del gene	2561
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente gli amminoacidi 26-244 del GABRB2 umano (NP_000804.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P47870
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante