

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gaba Transaminasi (Abat) Per Wb, If-P, Elisa - P80404

Numero articolo: CM0030592

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la GABA transaminasi umana (ABAT). Validato per WB, IF-P e ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del GABA e delle malattie neurologiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GABA transaminasi (ABAT) Rabbit pAb
Note/Alias	GABAT; NPD009; GABA-AT; GABA transaminasi (ABAT)
Specie	Umana
GenelD (Umana)	18
GenelD	18
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P80404
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio