

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Galattosidasi Alfa (Gla) Per Wb, If/Icc, Elisa - P06280

Numero articolo: CM0023347



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Galattosidasi alfa (GLA) umana, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Peso proteico 49kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Galattosidasi alfa (GLA)
Note/Alias	GALA; Galattosidasi alfa (GLA)
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2717
ID Gene	2717
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 150-429 della Galattosidasi alfa umana (Galattosidasi alfa (GLA)) (NP_000160.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	P06280
Peso Proteico	49kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio