

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gapvd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

Numero articolo: CM0021719

introduzione

GAPVD1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata verso il topo. GAPVD1 è una proteina attivante la GTPasi e un GEF coinvolti nell'endocitosi e nel traffico di GLUT4.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	GAPVD1 Rabbit pAb
Note / Alias	RAP6; GAPEX5; GAPex-5; GAPVD1
Specie	Uomo
ID gene	26130
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di GAPVD1 umano (NP_056450.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q14C86
Peso molecolare proteico	165kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio