


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Gata4 Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P43694

Numero articolo: CM0008916



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro GATA4 umano (P43694), adatto per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce anche con topo e ratto. Utile per lo studio dello sviluppo cardiaco e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GATA4 Rabbit mAb
Note/alias	TOF; ASD2; VSD1; TACHD; GATA4
Specie	Umano
GeneID	2626
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 343-442 di GATA4 umano (NP_002043.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P43694
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante