

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Gbf1 Per Wb, Elisa - Q92538

Numero articolo: CM0013677

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro GBF1 umano (fattore 1 di scambio dei nucleotidi guaninici resistente alla brefeldina A, specifico dell'apparato di Golgi), adatto per Western blot ed ELISA. Reagisce anche con GBF1 murino.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	GBF1 pAb di coniglio
Note/alias	CMT2GG; CMTDI2; CMTDIA; ARF1GEF; GBF1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	8729
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-85 di GBF1 umano (NP_004184.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q92538
Peso della proteina	206 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante